


Anti-Dmapap1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Npf5

商品番号: CM0002176



前書き

WBおよびELISAに適したDMAP1ウサギモノクローナル抗体。ヒトDNAメチルトランスフェラーゼ1関連タンパク質1（Q9NPF5）を標的とします。転写、DNA修復、およびアポトーシスに関与するNuA4ヒストンアセチルトランスフェラーゼ複合体の重要な構成要素です。IVD開発向けの大量供給が可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMAP1 Rabbit mAb
備考/別名	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55929
遺伝子ID	55929
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPF5
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋