


Anti-Dmd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P11532

商品番号: CM0029745



前書き

ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF-P）、ELISAで検証されたDMDウサギポリクローナル抗体。ジストロフィン（427 kDaの細胞骨格アンカータンパク質）を標的とし、筋肉の筋鞘膜の完全性に不可欠です。神経筋疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMD Rabbit pAb
備考/別名	BMD; CMD3B; MRX85; DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1756
遺伝子ID	1756
免疫原	ヒトDMD (NP_003997.2) のアミノ酸3414-3685に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11532
タンパク質分子量	427kDa
配送	氷袋