

WbおよびElisa用 Anti-Dmp1 ポリクローナル抗体 - Q13316

商品番号: CM0021994

前書き

CamelBioの抗DMP1ポリクローナル抗体（Q13316）は、ヒト、マウス、ラットのDMP1を標的としたWBおよびELISAアプリケーション用に設計されています。骨芽細胞分化とバイオミネラルリゼーション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMP1 Rabbit pAb
備考/別名	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1758
GeneID	1758
免疫原	ヒトDMP1 (NP_004398.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13316
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ