

WbおよびElisa用Anti-Dmp1ウサギポリクローナル抗体 - Q13316

商品番号: CM0016047

前書き

ヒト象牙質基質酸性リントンパク質1（DMP1; DMP-1、ARHPとも呼ばれる）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスと交差反応します。骨芽細胞の分化およびバイオミネラルリゼーション研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMP1 Rabbit pAb
備考/別名	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1758
遺伝子ID	1758
免疫原	ヒトDMP1 (NP_004398.1) のアミノ酸254-513に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13316
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ