

Anti-Dmrt1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y5R6

商品番号: CM0025327



前書き

ヒトDMRT1（39kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。雄性決定、精子形成、および精巣生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMRT1 Rabbit pAb
備考/別名	DMT1; CT154; DMRT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1761
遺伝子ID	1761
免疫原	ヒトDMRT1（NP_068770.2）のアミノ酸134-373に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y5R6
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋