


Wb用 Anti-Dmt1/Slc11A2 モノクローナル抗体 - P49281

商品番号: CM0004956



前書き

DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2)

に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。鉄ホメオスタシスに必須な二価金属トランスポーターを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	DMT1/SLC11A2 ウサギ mAb
備考/別名	DCT1; DMT1; AHM1O1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4891
遺伝子ID	4891
免疫原	ヒト DMT1/SLC11A2 (NP_000608.1) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49281
タンパク質分子量	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
発送	保冷バッグ