


抗Dmt1/Slc11A2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）- P49281

商品番号: CM0017346



前書き

ヒトDMT1/SLC11A2

(NRAMP2)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。鉄輸送および恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMT1/SLC11A2 ウサギpAb
備考/別名	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4891
遺伝子ID	4891
免疫原	ヒトDMT1/SLC11A2 (NP_001167597.1)のアミノ酸1-63番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49281
タンパク質分子量	62kDa
発送	氷袋