


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Dmtf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y222

商品番号: CM0023121



前書き

ヒトDMTF1（細胞周期停止と腫瘍抑制に関与するサイクリンD結合Myb様転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMTF1 ウサギ pAb
備考/別名	DMPI, DMTF, MRUL, hDMPI, DMTF1
種	ヒト
GeneID	9988
免疫原	ヒトDMTF1 (NP_066968.3) のアミノ酸561-760に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y222
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ