

抗DnaリガーゼIモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P18858

商品番号: CM0005218



前書き

ヒトDNAリガーゼIに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復、複製、組換え研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAリガーゼI ウサギmAb
備考/別名	LIG1; IMD96; hLig1; DNA Ligase I
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3978
免疫原	ヒトDNAリガーゼI（P18858）のアミノ酸1-91番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18858
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤