

抗Dna Ligase Iii/Lig3モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P49916

商品番号: CM0006790



前書き

ヒトDNA Ligase

III/LIG3を標的とするウサギモノクローナル抗体（P49916）です。WB、IHC-

P、ELISAでの使用が確認されており、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。DNA修復やミトコンドリア病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNA Ligase III/LIG3 ウサギmAb
備考・別名	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3980
GeneID	3980
免疫原	ヒトDNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) のアミノ酸400～500番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49916
タンパク質分子量	113kDa
発送方法	保冷剤