

Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P49916

商品番号: CM0013372



前書き

DNA Ligase III (LIG3/LIG2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに対応。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出。DNA修復、ミトコンドリア塩基除去修復、およびMTDPS20の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNA Ligase III/LIG3 ウサギ pAb
備考/別名	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3980
GeneID	3980
免疫原	ヒトDNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) のアミノ酸254-460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49916
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスパック