

Wb、Ip、Elisa用 抗DnaリガーゼIii/Lig3ウサギポリクローナル抗体 - P49916

商品番号: CM0019806



前書き

ヒトDNAリガーゼ3（LIG3）を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、IP、ELISA用）。ヒトおよびマウスと反応します。DNA修復およびミトコンドリア塩基除去修復の研究に最適です。分子量：113 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAリガーゼIII/LIG3 ウサギpAb
備考／別名	LIG2；MTDPS20；LIG3alpha；DNAリガーゼIII/LIG3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3980
GeneID	3980
免疫原	ヒトDNAリガーゼIII/LIG3（NP_039269.2）のアミノ酸730～1009に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49916
タンパク質分子量	113 kDa
輸送	保冷バッグ