


ウエスタンブロット、Elisa用 抗DnaリガーゼIvウサギモノクローナル抗体 - P49917

商品番号: CM0003250



前書き

ヒトDNAリガーゼIV（LIG4）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。NHEJ DNA修復およびV(D)J組換え研究に必須であり、分子量は104 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAリガーゼIV ウサギmAb
備考/別名	LIG4S; DNAリガーゼIV
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3981
遺伝子ID	3981
免疫原	ヒトDNAリガーゼIV (P49917) のアミノ酸504-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49917
タンパク質分子量	104kDa
輸送	保冷バッグ