


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗DnaリガーゼIvウサギポリクローナル抗体 - P49917

商品番号: CM0020581



前書き

ヒトDNAリガーゼIV（LIG4）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。NHEJおよびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAリガーゼIVウサギpAb
備考／別名	LIG4S ; DNAリガーゼIV
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3981
遺伝子ID	3981
免疫原	ヒトDNAリガーゼIV（NP_002303.2）のアミノ酸1〜210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49917
タンパク質分子量	104kDa
輸送	アイスバッグ