


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Dna-Pkcs ポリクローナル抗体 - P78527

商品番号: CM0016481



前書き

ヒトDNA-PK触媒サブユニット (PRKDC) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。DNA損傷修復、非相同末端結合、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNA-PKcs ウサギ pAb
備考/別名	HYRC; p350; DNAPK; DNPkI; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5591
GeneID	5591
免疫原	ヒトDNA-PKcs (NP_008835.5)のアミノ酸3993-4128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78527
タンパク質分子量	469kDa
発送	保冷バッグ