


Anti-Dna-Pkcs ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P78527

商品番号: CM0030923



前書き

ヒトDNA-PKcs (PRKDC)

タンパク質を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA損傷修復およびキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNA-PKcs Rabbit pAb
備考/別名	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5591
GeneID	5591
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78527
タンパク質分子量	469kDa
配送	アイスバッグ