

Wb、Ihc-P、Elisa用抗DnaポリメラーゼBウサギモノクローナル抗体 - P06746

商品番号: CM0007541



前書き

DNAポリメラーゼβを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中に存在する38kDaタンパク質を検出します。塩基除去修復研究における重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAポリメラーゼβウサギmAb
備考／別名	POLB ; DNA polymerase beta ; DNA Polymerase beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5423
GeneID	5423
免疫原	ヒトDNAポリメラーゼβ (P06746) のアミノ酸236～335内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06746
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ