

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗DnaポリメラーゼBウサギポリクローナル抗体 - P06746

商品番号: CM0020779



前書き

ヒトDNAポリメラーゼβ（POLB）を標的とするKO検証済みウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの使用に適しています。ヒトおよびマウスのサンプルを検出します。組換え免疫原を使用しています。塩基除去修復やDNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KO Validated] DNA Polymerase beta Rabbit pAb
備考／別名	POLB; ta
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5423
遺伝子ID	5423
免疫原	ヒトDNAポリメラーゼβ（NP_002681.1）のアミノ酸1-335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06746
タンパク質分子量	38kDa
配送方法	保冷剤