


抗Dnaポリメラーゼデルタサブユニット4 (Pold4/P12)

ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Hcu8

商品番号: CM0026168



前書き

ヒトDNAポリメラーゼデルタサブユニット4
(POLD4/p12)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAに適しています。DNA複製、修復、ゲノム安定性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	POLD4 Rabbit pAb
別名	p12; POLDS; POLD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57804
遺伝子ID	57804
免疫原	組換えタンパク質：ヒトPOLD4 (NP_066996.3) のアミノ酸1-107に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCU8
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋