


Wb用抗Dnaポリメラーゼエータポリクローナル抗体 - Q9Y253

商品番号: CM0019777



前書き

ヒトDNAポリメラーゼエータ（POLH）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。トランスレジョン合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNA polymerase eta Rabbit pAb
備考/別名	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; DNA polymerase eta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5429
GeneID	5429
免疫原	ヒトDNAポリメラーゼエータ（NP_006493.1）のアミノ酸322-520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y253
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスパッグ