

Wb、Elisa用 抗Dnaポリメラーゼγ モノクローナル抗体 - P54098

商品番号: CM0002489

前書き

ヒトDNAポリメラーゼγ (POLG)
に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。ミトコンドリアDNA複製および修復研究の必須試薬。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAポリメラーゼγ ウサギmAb
備考/別名	PEO; MDPI; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNAポリメラーゼγ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5428
遺伝子ID	5428
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54098
タンパク質分子量	140 kDa
発送	保冷バッグ