


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Dnaポリメラーゼγ ウサギポリクローナル抗体 - P54098

商品番号: CM0027605



前書き

ヒトDNAポリメラーゼγ (POLG) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ミトコンドリアDNA複製および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAポリメラーゼγ ウサギ pAb
備考/別名	PEO; MDPI; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNAポリメラーゼγ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5428
GeneID	5428
免疫原	ヒトDNAポリメラーゼγ (NP_002684.1) のアミノ酸540-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54098
タンパク質分子量	140kDa
発送	保冷バッグ