

ウエスタンブロットおよびElisa用

抗Dnaポリメラーゼカッパ（Polk）ポリクローナル抗体 - Q9Ubt6

商品番号: CM0018713



前書き

ヒトDNAポリメラーゼカッパ（POLK、DINP、DINB1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。損傷乗り越え合成DNA修復タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLK ウサギ pAb
備考/別名	DINP; POLQ; DINB1; POLK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51426
GeneID	51426
免疫原	ヒトPOLK（NP_057302.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBT6
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ