


抗DnaトポイソメラーゼI（Top1）モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P11387

商品番号: CM0003260



前書き

DNAトポイソメラーゼI（TOP1）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを対象に、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAの各用途で検証済みです。クロマチンや転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAトポイソメラーゼI（TOP1）ウサギmAb
備考／別名	TOP1; DNAトポイソメラーゼI (TOP1)
種	ヒト
遺伝子ID	7150
免疫原	ヒトDNAトポイソメラーゼI（TOP1）（P11387）のアミノ酸1～100番領域の配列に相当する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11387
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	氷袋梱包