


抗DnaトポイソメラーゼIIα (Top2A) ポリクローナル抗体 (If/Icc、Elisa用) - P11388

商品番号: CM0013197



前書き

ヒトDNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。がんおよび細胞生物学の研究に適しており、174kDaのタンパク質を認識します。 - P11388

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) ウサギpAb
備考/別名	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A)
種	ヒト
遺伝子ID	7153
免疫原	ヒトDNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) (NP_001058.2) のアミノ酸1314-1503に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11388
タンパク質分子量	174kDa
配送	アイスバッグ