


Wb用抗DnaトポイソメラーゼIIα (Top2A) ウサギモノクローナル抗体 - P11388

商品番号: CM0012077



前書き

ヒトDNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、クロマチン、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) ウサギmAb
備考／別名	TOP2 ; TP2A ; TOPIIA ; TOP2alpha ; DNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A)
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	7153
GeneID	7153
免疫原	合成ペプチド ヒトDNAトポイソメラーゼIIα (TOP2A) (P11388) のアミノ酸1432~1531内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11388
タンパク質分子量	174kDa/178kDa/179kDa/183kDa
輸送	保冷バッグ