

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dnaja1ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] - P31689

商品番号: CM0016910



前書き

DNAJA1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。アポトーシス、シャペロン、タンパク質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] DNAJA1ウサギpAb
備考／別名	DJ-2 ; DjA1 ; HDJ2 ; HSDJ ; HSJ2 ; HSJ-2 ; HSPF4 ; NEDD7 ; hDJ-2 ; A1
種	ヒト
GeneID	3301
免疫原	ヒトDNAJA1 (NP_001530.1) のアミノ酸178～397に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31689
タンパク質分子量	45kDa
輸送条件	保冷バッグ