


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Dnaja2 ポリクローナル抗体 - O60884

商品番号: CM0030888



前書き

ヒトDNAJA2（DnaJホモログサブファミリーAメンバー2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。シャペロンおよびタンパク質フォールディング研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJA2 ウサギ pAb
備考/別名	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10294
遺伝子ID	10294
免疫原	組換えタンパク質[ヒトDNAJA2 (NP_005871.1) のアミノ酸233-412に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60884
タンパク質分子量	46kDa
輸送	氷袋