


Wb、Elisa用Anti-Dnaja3ポリクローナル抗体 - Q96Ey1

商品番号: CM0029837



前書き

DNAJA3 (TID1, hTid-1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのDNAJA3を認識します。アポトーシスおよびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJA3 Rabbit pAb
備考/別名	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9093
遺伝子ID	9093
免疫原	ヒトDNAJA3 (NP_005138.3) のアミノ酸221-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EY1
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋