

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dnajb11ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubs4

商品番号: CM0014266

前書き

小胞体（ER）のコシャペロンであるヒトDNAJB11（ERdj3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。
WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質折りたたみや小胞体ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJB11 Rabbit pAb
備考/別名	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51726
遺伝子ID	51726
免疫原	ヒトDNAJB11（NP_057390.1）のアミノ酸89～358番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBS4
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋