


Anti-Dnajb12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9Nxx2

商品番号: CM0014141



前書き

DNAJB12（タンパク質折りたたみ、ERAD、およびカリウムチャネル成熟に関与するコシャペロン）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済み。IV D研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJB12 Rabbit pAb
備考/別名	DJ10; DNAJB12
種	ヒト
GeneID	54788
免疫原	ヒトDNAJB12 (NP_060096.3) のアミノ酸250-409に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXX2
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ