

Wb・Elisa用 抗Dnajb14 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tbm8

商品番号: CM0027345

前書き

DNAJB14 Rabbit

pAbは、WBおよびELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。タンパク質品質管理とイオンチャネル成熟のコシャペロンであるヒトDNAJB14を標的としており、マウスおよびラットと交差反応します。小胞体ストレスやウイルス感染の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJB14 Rabbit pAb
備考／別名	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79982
GeneID	79982
免疫原	ヒトDNAJB14 (NP_001026893.1) のアミノ酸1-120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TBM8
タンパク質分子量	43kDa
発送	氷袋