

細胞内フローサイトメトリー用抗Dnajb1/Hsp40モノクローナル抗体（） - P25685

商品番号: CM0008471



前書き

ヒトDNAJB1/HSP40を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しており、シャペロンを介したタンパク質折りたたみや熱ショック応答の研究に最適です。ヒトと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト DNAJB1/HSP40 mAb
別名	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3337
遺伝子ID	3337
免疫原	ヒトDNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) のアミノ酸241～340番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P25685
タンパク質分子量	27kDa/38kDa
輸送方法	保冷剤