

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Dnajb6 ウサギポリクローナル抗体 - O75190

商品番号: CM0027078



前書き

神経変性および筋疾患に関与するシャペロンであるD
NAJB6を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB
、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トに反応します。タンパク質凝集研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJB6 Rabbit pAb
備考/別名	DJ4, MRJ, DnaJ, HSJ2, HHDJ1, HSJ-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMD1D1, DNAJB6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10049
遺伝子ID	10049
免疫原	ヒトDNAJB6 (NP_490647.1) のアミノ酸177-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75190
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ