


WbおよびElisa用 Anti-Dnajb9 ポリクローナル抗体 - Q9Ubs3

商品番号: CM0027557



前書き

ヒトDNAJB9（ERdj4）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。小胞体シャペロンおよびUPR研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJB9 Rabbit pAb
備考/別名	MDG1, ERdj4, MDG-1, MST049, MSTP049, DNAJB9
種特異性	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4189
遺伝子ID	4189
免疫原	ヒトDNAJB9（NP_036460.1）のアミノ酸24-223に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9UBS3
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷バッグ