

Wb、Elisa用抗Dnajc12モノクローナル抗体 - Q9Ukb3

商品番号: CM0002756



前書き

ヒトDNAJC12に対するウサギモノクローナル抗体、WBおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。共シャペロン役割と高フェニルアラニン血症の研究ツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC12 ウサギ mAb
備考/別名	JDP1; HPANBH4; DNAJC12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56521
GeneID	56521
免疫原	ヒトDNAJC12 (Q9UKB3) のアミノ酸99-198に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UKB3
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ