

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dnajc19ポリクローナル抗体 - Q96Da6

商品番号: CM0025825

前書き

ヒトDNAJC19に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのDNAJC19（TIM14）を認識します。ミトコンドリアインポートおよびカルジオリピンリモデリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC19 ウサギpAb
別名	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	131118
遺伝子ID	131118
免疫原	ヒトDNAJC19 (NP_660304.1) のアミノ酸1〜116番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DA6
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤