

Anti-Dnajc19ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96Da6

商品番号: CM0017582

前書き

DNAJC19/TIM14に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を確認済みであり、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ミトコンドリアタンパク質輸入およびカルジオリピン再構成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC19 Rabbit pAb
備考/別名	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	131118
遺伝子ID	131118
免疫原	ヒトDNAJC19 (NP_660304.1) のアミノ酸1-116に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DA6
タンパク質分子量	12kDa
配送条件	氷袋