


Wb、Elisa用抗Dnajc2ポリクローナル抗体 - Q99543

商品番号: CM0028636



前書き

ウサギ由来ヒトDNAJC2（ZRF1、MPP11）に対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。シャペロンとクロマチン制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC2 ウサギpAb
備考/別名	ZRF1; ZUO1; MPP11; MPHOSPH11; DNAJC2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27000
遺伝子ID	27000
免疫原	組換えタンパク質 ヒトDNAJC2 (NP_055192.1) のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99543
タンパク質分子量	72kDa
配送方法	保冷剤