


WbおよびElisa用抗Dnajc5ポリクローナル抗体 - Q9H3Z4

商品番号: CM0018359



前書き

ヒトDNAJC5（CSP/CLN4）に対するウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸1～198）。神経科学およびシャペロン研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC5ウサギpAb
備考／別名	CSP; NCL; CLN4; CLN4B; DNAJC5A; mir-941-2; mir-941-3; mir-941-4; mir-941-5; DNAJC5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80331
遺伝子ID	80331
免疫原	ヒトDNAJC5（NP_079495.1）のアミノ酸1～198に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H3Z4
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷バッグ