

Wb、Elisa用抗Dnajc7ポリクローナル抗体 - Q99615

商品番号: CM0029414

前書き

DNAJC7を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒト検体を用いたウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。コシャペロンおよびステロイド受容体のフォールディング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC7 ウサギ pAb
備考/別名	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7266
GeneID	7266
免疫原	ヒトDNAJC7 (NP_003306.3) のアミノ酸230～380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99615
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷剤