

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dnajc9 ポリクローナル抗体 - Q8Wxx5

商品番号: CM0013943



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの Anti-DNAJC9 ウサギポリクローナル抗体。ヒストンシャペロンおよびHSP70共役シャペロンを標的とし、ヌクレオソーム組立および熱ショック研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC9 ウサギ pAb
備考/別名	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23234
遺伝子ID	23234
免疫原	ヒトDNAJC9 (NP_056005.1) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WXX5
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷バッグ