


## WbおよびElisa用 抗Dnal1ウサギポリクローナル抗体 - Q4Ldg9

商品番号: CM0014565



### 前書き

DNAL1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中のDNAL1を認識します。繊毛機能および原発性繊毛不動症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | DNAL1ウサギpAb                                           |
| 備考/別名       | LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1                         |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 83544                                                 |
| GeneID      | 83544                                                 |
| 免疫原         | ヒトDNAL1 (NP_113615.2) のアミノ酸41-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q4LDG9                                                |
| タンパク質分子量    | 22kDa                                                 |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                 |