


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dnal1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q4Ldg9

商品番号: CM0024708



前書き

DNAL1（ダイニン 軸糸 軽鎖 1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。繊毛機能および原発性線毛機能不全症（PCD）研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAL1 ウサギ pAb
備考/別名	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83544
遺伝子ID	83544
免疫原	ヒトDNAL1 (NP_113615.2) のアミノ酸41-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q4LDG9
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ