

Anti-Dnase1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P24855

商品番号: CM0014564



前書き

DNASE1 (Deoxyribonuclease

I) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応し、アポトーシス、NETosis、および自己免疫疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNASE1 Rabbit pAb
備考/別名	DNLI; DRNI; DNASE1
種	ヒト
GeneID	1773
免疫原	ヒトDNASE1 (NP_005214.2) のアミノ酸30-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P24855
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋