

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dnerポリクローナル抗体 - Q8Nft8

商品番号: CM0022295

前書き

ヒトDNERを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。Notchシグナル伝達および神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNER ウサギ pAb
備考/別名	bet; UNQ26; DNER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	92737
GeneID	92737
免疫原	ヒトDNER (NP_620711.3) のアミノ酸140-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFT8
タンパク質分子量	78kDa
配送	保冷バッグ