

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dnlzウサギポリクローナル抗体 - Q5Sxm8

商品番号: CM0020468

前書き

ミトコンドリアのコシャペロンであるヒトDNLZ（HEP、ZIM17）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトと交差反応します。ミトコンドリア生物学およびシャペロン研究に最適です。タンパク質分子量：19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNLZウサギpAb
備考/別名	HEP; HEP1; ZIM17; TIMM15; C9orf151; bA413M3.2; DNLZ
種	ヒト
GeneID（ヒト）	728489
GeneID	728489
免疫原	ヒトDNLZの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5SXM8
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ