


WbおよびElisa用抗Dnm1ウサギポリクローナル抗体 - Q05193

商品番号: CM0023762



前書き

ヒトDNM1（ダイナミン-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。エンドサイトーシスおよびシナプス小胞リサイクル研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNM1 ウサギ pAb
備考/別名	DNM, DEE31, EIEE31, DNMI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1759
GeneID	1759
免疫原	ヒトDNM1 (NP_004399.2) のアミノ酸400-490に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05193
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ