

If/Icc、Elisa用 Anti-Dnm2 ポリクローナル抗体 - P50570

商品番号: CM0015324



前書き

ヒトDNM2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エンドサイトーシス、アクチン動態、シャルコー・マリー・トゥース病におけるダイナミン-2の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	DNM2 Rabbit pAb
備考/別名	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1785
GeneID	1785
免疫原	ヒトDNM2 (NP_004936.2) のアミノ酸607-866に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50570
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ