

抗Dnmt1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P26358

商品番号: CM0016632



前書き

DNMT1ウサギpAb（ヒト・マウス・ラット反応性）はWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。エピゲノム研究および癌研究において、維持型DNAメチルトランスフェラーゼDNMT1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT1 ウサギ pAb
備考/別名	AIM; DNMT; MGMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa1; DNMT1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1786
免疫原	DNMT1 (NP_001370.1) のアミノ酸1～124番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
発送方法	氷嚢